

# Reactivo Acido Cianúrico 0 a 80 mg/l

SKU: HI 93722-03



## RESUMEN

Los HI93722-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de ácido cianúrico. Hay reactivos suficientes para 300 pruebas para ser utilizados con un fotómetro portátil o de sobremesa compatible. Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada sobre para la trazabilidad.

**Reactivos prefabricados para facilitar el uso**

**Preparados con productos químicos de alta pureza**

**Marcados con fecha de vencimiento y número de lote para la trazabilidad**

## DESCRIPCIÓN

---

- **Reactivos para análisis colorimétrico**
- **Fabricados con químicos de alta pureza**
- **Fecha de expiración y número de lote visibles para facilidad en la trazabilidad**

Los HI 93722-03 son reactivos para la determinación colorimétrica del ácido cianúrico. El paquete contiene suficiente reactivo para 300 pruebas en los fotómetros portátiles y de escritorio HANNA.

Estos reactivos permiten una medición rápida y precisa, utilizando una adaptación del método turbidimétrico donde la reacción entre el cobre y el reactivo causa una suspensión blanca; la intensidad de la coloración determina la cantidad de ácido cianúrico presente en la muestra. Está diseñado para un rango de 0 a 80 mg/L de ácido cianúrico.

## ESPECIFICACIONES

---

<b>Empaque</b>	Paquete
<b>Cantidad</b>	300 test
<b>Rango</b>	0 a 80 mg/L (ppm)
<b>Resolución</b>	1 mg/L
<b>Precisión</b>	± @ 25 °C, cualquier 1 mg/L ±15% lectura a que sea mayor
<b>Método</b>	Adaptación del método turbidimétrico

## ACCESORIOS

---

- **HI 93722-01** Reactivo para Cobre Ácido Cianúrico (100 test)
- **HI 93703-50** Solución de limpieza para cubetas (230 ml)
- **HI 731318** Pañuelos para la Limpieza de las Cubetas (4U)
- **HI 731321** Cubetas de Vidrio (4U)
- **HI 96722** Fotómetro Portátil de Ácido Cianúrico

# CÓMO PEDIR

---

Cianúrico,tests,Ácido,reactivo,para

---

18 junio, 2026 - Hanna Chile