

Solución fluor 1 ppm con TISAB II 500 ml.

SKU: HI 4010-11



RESUMEN

La HI4010-11 es una botella de 500 ml de solución estándar de fluoruro de calidad superior de 1 ppm (mg/L) que se premezcla con el ajustador de fuerza iónica TISAB II.

Los estándares ISE de Hanna tienen el número de lote y la fecha de vencimiento claramente marcados en la etiqueta. Las botellas son herméticas con un sello a prueba de manipulaciones para garantizar la calidad de la solución estándar. La línea de estándares de Hanna ha sido especialmente formulada para tener una caducidad de 5 años desde la fecha de fabricación para una botella sin abrir.

Solución estándar de fluoruro de 1 ppm (mg/L) con TISAB II

Botella hermética con sello a prueba de manipulaciones

Número de lote y fecha de vencimiento impresos en cada etiqueta

DESCRIPCIÓN

estándar de flúor1 mg/L (ppm) premezclado con TISAB ii 500 mL

Nuestra amplia selección de estándares HANNA ISE son hechos y embotellados en nuestras propias instalaciones. Los estándares ISE se requieren para medidas directas e incrementos en las técnicas de medidas y que están disponibles con certificado de análisis.

ESPECIFICACIONES

estándares,medidas,estándar,directas,para,requieren,incrementos,certificado,análisis,disponibles,están,técnicas,instalaciones,propias,amplia,selección,Nues

ACCESORIOS

estándar de flúor1 mg/L (ppm) premezclado con TISAB ii 500 mL Nuestra amplia selección de estándares HANNA ISE son hechos y embotellados en nuestras propias instalaciones. Los estándares ISE se requieren para medidas directas e incrementos en las técnicas de medidas y que están disponibles con certificado de análisis.